

Bluemoon

Curing Light

3 sec

Incomparable to
anything

Dentium

Features

3 sec



Low access

Low access
angle head



360 度回転

Light Probe
360 度回転



Glass Lens

スクラッチに強い
Glass Lens 適用



99g

軽いデザインで
疲労感の減少



380~510nm

380~510nmの
広い波長



3,000mW/cm²

最大出力
3,000mW/cm²



800mAバッテリー

再充電可能な
800mA バッテリー搭載




急速充電

1 時間でフル充電


4 modes for simple

照射モード	照射時間 (s)	照射強度 (mW/cm ² ± 5%)
HYPER	3	3,000
TURBO	5	2,500
LOW	10	1,200
S. Start	10	0~2,000

Easy accessibility



Polymerization Strength



Specification

本体 (Light Probe & Battery)	定格電圧	3.7V
	波長	380~510nm
	寸法(mm)	App. 239 x 43.8 x 27.3
	質量(g)	99g
充電器	定格電圧	5V
	寸法(mm)	App. 101.4 x 84.9 x 44.5
	質量(g)	128g
バッテリー	タイプ	リチウムイオン電池
	電圧	DC 3.7V
	寸法(mm)	App. 14.5 x 52.7
Disposable cover	Quantity	App. 100 sheets (based on weight)
	Raw material	Polyethylene

Dual wave LED, Glass Lens, 1 Button, All 4 modes

Dentium 株式会社 BMS JAPAN

[BMP-2502]
医療機器製造販売届出番号：305ALBZ10J002000 / 販売名：デンティウムBluemoon / 一般的名称：歯科重合用光照射器

東京本社 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町39 神田トーセイビル3F TEL: 03-5817-8189 FAX: 03-5817-8609
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル6F TEL: 06-6398-7757 FAX: 06-6398-7756
大阪ショールーム 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル9F 【営業時間 ▶ 土日祝日を除く 10:00~19:00まで】