


Minimalism in Sinus

DASK *Simple*






Dentium

Bone chip lifting & Compaction

穿孔せずに安全かつ簡単に
効率的な手術が可能に

50rpm 70N.cm
Non irrigation



オートボーンチップ収集機能

逆方向カッティング

- 自動ボーンチップリフティング
- 側骨への圧迫

ストッパー




調整可能範囲：4~10 mm

Sinus Lifting

Sinus Lifting

Round Instrument

Bone Spreader



DASK *Simple*

Lateral approach


NEW

Lateral Drill




✓ 使いやすさと
簡単な操作性を実現

サイナスラテラルを様々な角度から
自由に成形できるラテラルドリル




✓ 垂直および横方向のアプローチの
どちらでも簡単にアクセスが可能

注水しながらの1,000rpm 30~45N.cm



DASK
Ø6.0~8.0




DASK simple
Ø4.0



製品 使用詳細



Crestal Drill




Diameter
∅ 3.0

※推奨使用回数：50回

Diameter	L	Art. No
∅ 3.0	35.0mm	SRT3035AS
∅ 3.5	35.0mm	SRT3535AS


Lateral Drill



※推奨使用回数：40回

Diameter	L	Art. No
∅ 4.0	28.0mm	SLD0428
∅ 4.0	40.0mm	SLD0440

Bone Spreader



Diameter	L	Art. No
∅ 5.0	33.5mm	SSP33

Dentium 株式会社 BMS JAPAN

<https://dentiumjp.com>

東京本社 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町39 神田トーセイビル3F TEL: 03-5817-8189 FAX: 03-5817-8609
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル6F TEL: 06-6398-7757 FAX: 06-6398-7756
 販売名: サイナス キット シンプル / 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 / 届出番号: 13B1X10271000036 [DSM-2507]